



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

Asunto/assumpte: Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que determinados números de serie de los Sistemas de anestesia Carestation puedan tener un cable que no esté correctamente conectado, lo que causaría una interrupción de la ventilación mecánica.

PRODUCTO

Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1y Carestation 620/650/650c A2

Ref.: PS700/19

Us comunic que en data 03-1-2020 s'ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:

Le comunico que en fecha 03-1-2020 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:

"Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que determinados números de serie de los Sistemas de anestesia Carestation puedan tener un cable que no esté correctamente conectado, lo que causaría una interrupción de la ventilación mecánica.

PRODUCTO

Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1y Carestation 620/650/650c A2

FINALIDAD PREVISTA

Los sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c proporcionan anestesia general inhalatoria y soporte ventilatorio a pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

Nº SERIE

Ver los números de serie afectados y la forma de identificarlos en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B PRESTACIONS
/ I FARMÀCIA

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37, CP 28023, Madrid."

Palma, 3 de gener de 2020

El director general de Prestacions i Farmàcia
Atanasio García Pineda